

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

*ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник (33696500-0- Лабораторні реактиви)
Реагенти та розхідні матеріали для імунологічних аналізаторів, автоматичного коагулометра та аналізатора електролітів. (Класифікатор медичних виробів: НК 024:2019: 30317 Набір реагентів для вимірювання антитіл пероксидази щитовидної залози; 54417 Вільний трийодтиронін IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54413 Вільний тироксин IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54386 Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 60812 Вірус гепати-ту В нейтралізація поверхневого антигену ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 48366 Вірус гепатиту С загальні антитіла IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54669 Вільний (непов'язаний) простатичний специфічний антиген (ПСА) ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54665 Загальний простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54125 Загальний кортизол IVD, набір, хемілюмінесцентний імунологічний аналіз; 54277 Інтактний паратиреоїдний гормон IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 60922 Числені форми 25-гидроксिवітаміна D ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 60779 Вітамін B12 ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз ; 54237 Інсулін IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз ; 54130 С-пептид IVD, набір, хемілюмінесцентний імунологічний аналіз; 61163 Окислювальний реагент для імунохемілюмінесцент-ного аналізу; 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД; 61032 Кювета для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання; 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД; 58793 Реагент для генерації сигналу при імунохемілюмінесцентні аналізи ІВД, набір; 53776 Загальний імуноглобулін Е (загальний IgE) IVD, комплект, імуноферментний аналіз (ІФА); 50293 Коронавірус (SARS-CoV), антитіла класу імуноглобулін М (IgM) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); 55981 Активованний частковий тромбопластиновий час ІВД, набір, аналіз утворення згустку; 30591 Набір реагентів для вимірювання протромбінового часу (ПЧ) IVD; 55987 Тромбіновий час ІВД, набір, аналіз утворення згустку; 55997 Фібриноген (фактор І) ІВД, набір, аналіз утворення згустку; 30593 Кальцію хлорид. Реагент для аналізу утворення згустку IVD; 55996 Численні фактори згортання ІВД, набір, аналіз утворення згустку; 61032 Кювета для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання; 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД; 55997 Фібриноген (фактор І) ІВД, набір, аналіз утворення згустку (розчин імідазолу); 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД; 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД; 52861 Множинні аналіти газів крові/ гемоксиметрія/ електроліти IVD, реагент; 52868 Множинні електроліти IVD, контрольний матеріал; 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД; 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД; 52861 Множинні аналіти газів крові/ гемоксиметрія/ електроліти IVD, реагент; 59238 Іоноселективний електрод референтний розчин ІВД, реагент; 52861 Множинні аналіти газів крові/ гемоксиметрія/*

електроліти IVD, реагент; 30199 Калійний електрод; 30200 Натрієвий електрод; 30196 Хлоридний електрод; 59241 Референтний електрод IVD)

1. Інформація про юридичну особу, яка проводить закупівлю (далі – Замовник):

Комунальне некомерційне підприємство «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради». Україна, 76008, м. Івано-Франківськ, вул. Федьковича буд. 91, код ЄДРПОУ 01993150.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник – 33690000-3 «Лікарські засоби різні» (33696500-0- Лабораторні реактиви) Реагенти та розхідні матеріали для імунологічних аналізаторів, автоматичного коагулометра та аналізатора електролітів.

Номенклатурні позиції:

НК 024:2019: 30317 Набір реагентів для вимірювання антитіл пероксидази щитовидної залози; 54417 Вільний трийодтиронін IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54413 Вільний тироксин IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54386 Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 60812 Вірус гепатиту В нейтралізація поверхневого антигену IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 48366 Вірус гепатиту С загальні антитіла IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54669 Вільний (непов'язаний) простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54665 Загальний простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54125 Загальний кортизол IVD, набір, хемілюмінесцентний імунологічний аналіз; 54277 Інтактний паратиреоїдний гормон IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 60922 Числені форми 25- гідроксिवітаміна D IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 60779 Вітамін B12 IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз ; 54237 Інсулін IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз ; 54130 С-пептид IVD, набір, хемілюмінесцентний імунологічний аналіз; 61163 Окислювальний реагент для імунохемілюмінесцент-ного аналізу; 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора IVD; 61032 Кювета для лабораторного аналізатора IVD, одноразового використання; 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора IVD; 58793 Реагент для генерації сигналу при імунохемілюмінесцентні аналізи IVD, набір; 53776 Загальний імуноглобулін E (загальний IgE) IVD, комплект, імуноферментний аналіз (ІФА); 50293 Коронавірус (SARS-CoV), антитіла класу імуноглобулін M (IgM) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); 55981 Активованій частковий тромбопластиновий час IVD, набір, аналіз утворення згустку; 30591 Набір реагентів для вимірювання протромбінового часу (ПЧ) IVD; 55987 Тромбіновий час IVD, набір, аналіз утворення згустку; 55997 Фібриноген (фактор I) IVD, набір, аналіз утворення згустку; 30593 Кальцію хлорид. Реагент для аналізу утворення згустку IVD; 55996 Численні фактори згортання IVD, набір, аналіз утворення згустку; 61032 Кювета для лабораторного аналізатора IVD, одноразового використання; 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора IVD; 55997 Фібриноген (фактор I) IVD, набір, аналіз утворення згустку (розчин імідазолу); 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора IVD; 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора IVD; 52861 Множинні аналіти газів крові/ гемоксиметрія/ електроліти IVD, реагент; 52868 Множинні електроліти IVD, контрольний матеріал; 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора IVD; 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора IVD; 52861 Множинні аналіти газів крові/ гемоксиметрія/ електроліти IVD, реагент; 59238 Іоноселективний

електрод референтний розчин ІВД, реагент; 52861 Множинні аналіти газів крові/ гемоксиметрія/ електроліти ІВД, реагент; 30199 Калійний електрод; 30200 Натрієвий електрод; 30196 Хлоридний електрод; 59241 Референтний електрод ІВД)

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-02-02-012012-а.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначено у відповідності до потреб КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» та з урахуванням вимог законодавства. ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник – 33690000-3 «Лікарські засоби різні» (33696500-0- Лабораторні реактиви) Реагенти та розхідні матеріали для імунологічних аналізаторів, автоматичного коагулометра та аналізатора електролітів. (Класифікатор медичних виробів: НК 024:2019: 30317 Набір реагентів для вимірювання антитіл пероксидази щитовидної залози; 54417 Вільний трийодтиронін ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54413 Вільний тироксин ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54386 Тиреоїдний гормон (ТТГ) ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 60812 Вірус гепатиту В нейтралізація поверхневого антигену ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 48366 Вірус гепатиту С загальні антитіла ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54669 Вільний (непов'язаний) простатичний специфічний антиген (ПСА) ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54665 Загальний простатичний специфічний антиген (ПСА) ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54125 Загальний кортизол ІВД, набір, хемілюмінесцентний імунологічний аналіз; 54277 Інтактний паратиреоїдний гормон ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 60922 Числені форми 25- гідроксिवітаміна D ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 60779 Вітамін B12 ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз ; 54237 Інсулін ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз ; 54130 С-пептид ІВД, набір, хемілюмінесцентний імунологічний аналіз; 61163 Окислювальний реагент для імунохемілюмінесцент-ного аналізу; 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД; 61032 Кювета для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання; 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД; 58793 Реагент для генерації сигналу при імунохемілюмінесцентні аналізи ІВД, набір; 53776 Загальний імуноглобулін Е (загальний IgE) ІВД, комплект, імуноферментний аналіз (ІФА); 50293 Коронавірус (SARS-CoV), антитіла класу імуноглобулін М (IgM) ІВД, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); 55981 Активованний частковий тромбопластиновий час ІВД, набір, аналіз утворення згустку; 30591 Набір реагентів для вимірювання протромбінового часу (ПЧ) ІВД; 55987 Тромбіновий час ІВД, набір, аналіз утворення згустку; 55997 Фібриноген (фактор I) ІВД, набір, аналіз утворення згустку; 30593 Кальцію хлорид. Реагент для аналізу утворення згустку ІВД; 55996 Численні фактори згортання ІВД, набір, аналіз утворення згустку; 61032 Кювета для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання; 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД; 55997 Фібриноген (фактор I) ІВД, набір, аналіз утворення згустку (розчин імідазолу); 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД; 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД; 52861 Множинні аналіти газів крові/ гемоксиметрія/ електроліти ІВД, реагент; 52868 Множинні електроліти ІВД, контрольний матеріал; 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД; 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД; 52861 Множинні аналіти газів крові/ гемоксиметрія/ електроліти ІВД, реагент; 59238 Іоноселективний електрод референтний розчин ІВД, реагент; 52861 Множинні аналіти газів крові/ гемоксиметрія/ електроліти ІВД, реагент; 30199 Калійний електрод; 30200 Натрієвий електрод; 30196 Хлоридний електрод; 59241 Референтний електрод ІВД),

використовується при наданні медичної допомоги пацієнтам КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради», які перебувають на лікуванні.

5. Вимоги до технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:

Реагенти та розхідні матеріали для імунологічних аналізаторів, автоматичного коагулометра та аналізатора електролітів

№ п/п	Код за НК 024:2019	Найменування товару	Медико-технічні вимоги	Од. виміру	К-ть
1	30317 Набір реагентів для вимірювання антитіл пероксидази щитовидної залози	Набір реагентів для визначення антитіл до тиреоїдної пероксидази, 100	Кількість тестів у наборі: 100. Метод: імунохемілюмінесценція. Набір повинен бути призначеним для використання з аналізаторами серії Maglumi.	набір	21
2	54417 Вільний трийодтиронін IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	Набір реагентів для визначення вільного трийодтироніну, 100	Кількість тестів у наборі: 100. Метод: імунохемілюмінесценція. Набір повинен бути призначеним для використання з аналізаторами серії Maglumi.	набір	11
3	54413 Вільний тироксин IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	Набір реагентів для визначення вільного тироксину, 100	Кількість тестів у наборі: 100. Метод: імунохемілюмінесценція. Набір повинен бути призначеним для використання з аналізаторами серії Maglumi.	набір	21
4	54386 Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	Набір реагентів для визначення тиреотропного гормону (ТТГ), 100	Кількість тестів у наборі: 100. Метод: імунохемілюмінесценція. Набір повинен бути призначеним для використання з аналізаторами серії Maglumi.	набір	40
5	60812 Вірус гепатиту В нейтралізація поверхневого антигену ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	Поверхневий антиген вірусу гепатиту В (ІХІА) MAGLUMI 100 тестів	Кількість тестів у наборі: 100. Метод: імунохемілюмінесценція. Набір повинен бути призначеним для використання з аналізаторами серії Maglumi.	набір	20

6	48366 Вірус гепатиту С загальні антитіла IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	Антитіла до вірусу гепатиту С (IXЛA) MAGLUMI,100 тестів	Кількість тестів у наборі: 100. Метод: імунохемілюмінесценція. Набір повинен бути призначеним для використання з аналізаторами серії Maglumi.	набір	20
7	54669 Вільний (непов'язаний) простатичний специфічний антиген (ПСА) ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	Вільний простата-специфічний антиген (IXЛA) MAGLUMI 100 тестів	Кількість тестів у наборі: 100.Метод: імунохемілюмінесценція.Набір повинен бути призначеним для використання з аналізаторами серії Maglumi.	набір	4
8	54665 Загальний простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	Загальний простата-специфічний антиген (IXЛA) MAGLUMI 100 тестів	Кількість тестів у наборі: 100. Метод: імунохемілюмінесценція. Набір повинен бути призначеним для використання з аналізаторами серії Maglumi.	набір	5
9	54125 Загальний кортизол IVD, набір, хемілюмінесцентний імунологічний аналіз	Набір реагентів для визначення кортизолу,100	Кількість тестів у наборі: 100. Метод: імунохемілюмінесценція. Набір повинен бути призначеним для використання з аналізаторами серії Maglumi.	набір	4
10	54277 Інтактний паратиреоїдний гормон IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	Набір реагентів інтактного паратиреоїдного гормону ,100	Кількість тестів у наборі: 100. Метод: імунохемілюмінесценція. Набір повинен бути призначеним для використання з аналізаторами серії Maglumi.	набір	10
11	60922 Числені форми 25-гідроксिवітаміну D ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	Набір реагентів для визначення 25 - гідроксिवітаміну D (25-ОН),100	Кількість тестів у наборі: 100. Метод: імунохемілюмінесценція. Набір повинен бути призначеним для використання з аналізаторами серії Maglumi.	набір	7
12	60779 Вітамін В12 ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	Набір реагентів для визначення вітаміну В12,100	Кількість тестів у наборі: 100. Метод: імунохемілюмінесценція. Набір повинен бути призначеним для використання з аналізаторами серії Maglumi.	набір	5
13	54237 Інсулін IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз	Набір реагентів для визначення інсулін ,100	Кількість тестів у наборі: 100. Метод: імунохемілюмінесценція. Набір повинен бути призначеним для використання з аналізаторами серії Maglumi.	набір	3

14	54130 С-пептид IVD, набір, хемілюмінесцентний імунологічний аналіз	Набір реагентів для визначення С-пептиду, 100	Кількість тестів у наборі: 100. Метод: імунохемілюмінесценція. Набір повинен бути призначеним для використання з аналізаторами серії Maglumi.	набір	2
15	61163 Окислювальний реагент для імунохемілюмінесцентного аналізу	Стартовий реагент 1 + 2	Набір вихідних реагентів необхідний для генерації хемілюмінометричного світлового сигналу, необхідного для виконання MAGLUMI аналізів на повністю автоматизованому аналізаторі для хемілюмінесцентного імуноферментного аналізу. Фасування: 2 x 230 мл.	набір	30
16	63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД	Концентрат для промивання	Концентрат для промивання MAGLUMI повинен бути призначений для розведення в процесі приготування системної рідини, яка використовується для промивання магнітних мікросфер у повністю автоматичному хемілюмінесцентному імуноаналізаторі серії (IXLA) MAGLUMI. Реагенти мають бути придатними до кінця терміну придатності зазначеного на упаковці при температурі зберігання 15 - 30°C. Фасування: 1x714 мл.	набір	25
17	61032 Кювета для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання	Реакційні модулі (пробірки)	Кювети, що призначені для використання на аналізаторах серії Maglumi. 6×64 модулів	набір	30
18	63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД	Промивний розчин для очищення системи трубок	Промивний розчин, що призначений для очищення системи трубок в хемілюмінесцентних імуноаналізаторах (IXLA) серії MAGLUMI.	набір	1
19	58793 Реагент для генерації сигналу при імунохемілюмінесцентній аналізи ІВД, набір	Оптичний контроль	Реагент для світлової проби повинен бути призначений для перевірки придатності стартерів 1 і 2 та функціонування блоків вимірювання й піпетування. Реагенти мають бути придатними до кінця терміну придатності зазначеного на упаковці при температурі зберігання 2 - 8°C	набір	1

20	53776 Загальний імуноглобулін Е (загальний IgE) IVD, комплект, імуноферментний аналіз (ІФА)	Імуноферментна тест-система для кількісного визначення вмісту загального імуноглобуліну Е, 96 визначень	Імуноферментна тест-система, що призначена для кількісного визначення вмісту загального імуноглобуліну Е у сироватці чи плазмі крові людини. 96 визначень	набір	8
21	50293 Коронавірус (SARS-CoV), антитіла класу імуноглобулін М (IgM) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)	Набір реагентів «SARS-CoV-2 IgM», 96 визначень	Імуноферментна тест-система для якісного визначення антитіл класу IgM до коронавірусу SARS-CoV-2. 96 визначень	набір	14
22	55981 Активований частковий тромбопластиновий час ІВД, набір, аналіз утворення згустку	АЧТЧ, рідкий Dia-PTT LIQUID	Фасування: 12x4 мл.Набір повинен бути рідким, готовим до використання, призначеним для визначення активованого часткового тромбопластинового часу, а також факторів I, II, V, VIII, IX, X, XI та XI.Кількість реагенту на 1 дослідження: не більш як 50 мкл.Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 14 днів за температури 2-8°C.Доступні межі інтерференцій: гемоглобін $\leq 3,4$ г/л, тригліцериди ≤ 10 ммоль/л, білірубін ≤ 240 мкмоль/л.Точність у межах аналізу: CV<0,5%.	набір	10
23	30591 Набір реагентів для вимірювання протромбінового часу (ПЧ) IVD	Протромбіновий час, сухий Dia-PT 5	Фасування: 10x5 мл. Набір повинен бути ліофілізованим, у комплекті з власним розчинником. Призначений для визначення протромбінового часу, а також факторів II, V, VII і X. Кількість реагенту на 1 дослідження: не більш як 100 мкл. Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 12 днів за температури 2-8°C. Доступні межі інтерференцій: гепарин $0,75 \leq$ МО/мл, гемоглобін $\leq 6,8$ г/л, тригліцериди ≤ 9 ммоль/л, білірубін ≤ 270 мкмоль/л. Точність у межах аналізу: CV<2%.	набір	50

24	55987 Тромбіновий час ІВД, набір, аналіз утворення згустку	Тромбіновий час Dia -TT	Фасування: 12x3 мл. Набір повинен бути ліофілізованим, придатним для розчинення дистильованою водою, використання, призначеним для кількісного визначення тромбінового часу. Кількість розчиненого реагенту на 1 дослідження: не більш як 100 мкл. Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 15 днів за температури 2-8°C. Доступні межі інтерференцій: гемоглобін $\leq 3,4$ г/л; тригліцерид ≤ 4 ммоль/л; білірубін ≤ 240 мкмоль/л. Точність у межах аналізу: CV<2,1%.	набір	2
25	55997 Фібриноген (фактор I) ІВД, набір, аналіз утворення згустку	Фібриноген Dia-FIB	Фасування: 12x5 мл.Набір повинен бути ліофілізованим, придатним для розчинення дистильованою водою, використання, призначеним для кількісного визначення рівнів фібриногену в плазмі методом Клауса.Кількість розчиненого реагенту на 1 дослідження: не більш як 50 мкл.Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 7 днів за температури 2-8°C.Доступні межі інтерференцій: гепарин $\leq 2,0$ МО/мл, гемоглобін $\leq 6,8$ г/л, тригліцериди ≤ 10 ммоль/л, білірубін ≤ 340 мкмоль/л.Точність у межах аналізу: CV<2,2%.	набір	8
26	30593 Кальцію хлорид. Реагент для аналізу утворення згустку IVD	Кальцію хлорид 0,025M Dia-CaCl2	Фасування: 12x4 мл. 0,025M буферний розчин кальцію хлориду із консервантом. Готовий до використання. Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 8 тижнів за температури 2-8°C.	набір	14

27	55996 Численні фактори згортання ІВД, набір, аналіз утворення згустку	Контрольна плазма Dia-Control I-II	Фасування: рівень 1: 5x1 мл; рівень 2: 5x1 мл. Контрольна плазма, що призначена для внутрішнього контролю якості системи вимірювання коагуляції, а саме для тестів на ПЧ, АЧТЧ, фібриноген, ТЧ та антитромбін III. Реагент повинен бути отриманий з антикоагульованої, пулованої плазми людини від здорових донорів зі стабілізатором та консервантом. Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 4 години при температурі 20-25°C та не менш як 30 днів при температурі -20°C.	набір	30
28	61032 Кювета для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання	Кювети Coag D	Кювети, що призначені для використання на аналізаторах серії Coag.	набір	40
29	63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД	Розчин для промивання Coag Cleaner	Фасування: 1x4,5 л. Розчин призначений для щоденного обслуговування аналізаторів гемостазу та містить ПАР у кількості не більше 1%. Повинен бути придатними для використання з коагулометрами виробника Diagon (серія Coag).	набір	90
30	55997 Фібриноген (фактор I) ІВД, набір, аналіз утворення згустку (розчин імідазолу)	Розчин імідазолу Dia-IMIDAZOL	Фасування: 12x15 мл. Буферний розчин, що має бути придатним для розведення контрольного матеріалу, калібраторів та людських зразків при проведенні коагуляційних тестів на визначення ПЧ, фібриногену, Д-димеру, факторів. Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 8 тижнів за температури 2-8°C.	набір	5

31	63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД	Розчин для промивання Dia-SORB	Фасування: 12x15 мл. Призначений для щоденного обслуговування та очищення автоматичних аналізаторів для діагностичних вимірювань. Гіпохлоритний реагент для промивання, що очищає від клітин, а також білків та тригліцеридів шляхом окисного перетравлення та солюбілізації миючого засобу. Склад: гіпохлорит натрію $\leq 5,0\%$, гідроксид калію $\leq 1,0\%$ та детергент $\leq 1,0\%$. Повинен бути придатними для використання з коагулометрами виробника Diagon (серія Coag).	набір	26
32	63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД	Розчин для промивання Diaclean-SYS	Фасування: 1x100 мл. Гіпохлоритний промивний розчин для очищення відкладення клітин, білків та тригліцеридів шляхом кислотного розкладання. Вміст: гіпохлорит натрію $\leq 16,0\%$. Повинен бути придатними для використання з коагулометрами виробника Diagon (серія Coag).	набір	3
33	52861 Множинні аналіти газів крові/ гемоксиметрія/ електроліти IVD, реагент	DS-I (NO.3) Стандарт А Стандарт В для GE300 (390/160 мл)	Стандарт А: K+: 1,1%, Na+: 57,0%, Cl-: 40,5%, Ca2+: 0,5%, Li+: 0,4%, Mg2+: 0,5%. Стандарт В: K+: 4,0%, Na+: 57,5%, Cl-: 36,5%, Ca2+: 1,3%, Li+: 0,3%, Mg2+: 0,4%. Термін придатності: не менше як 24 місяці та не менше як 1 місяць після відкриття.	набір	26
34	52868 Множинні електроліти IVD, контрольний матеріал	Розчин КЯ для GE300 (рівень 1:10 мл*1, рівень 2:10 мл*1, рівень 3:10 мл*1)	Повинен бути стабільний протягом 2 років при зберіганні при 2-30°C в тіні. При зберіганні при 15-30°C стабільність відкритого реагенту повинна становити не менше як 30 днів.	набір	2
35	63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД	Депротейнізуючий розчин (50 мл)	Застосовується для очищення та обслуговування трубок та електродів аналізатора електролітів. Основні компоненти: NaClO: $\sim 1,0\%$ Cl2. Фасування 1 x 50мл.	набір	5

36	63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД	Очищуючий розчин GE300 (250 мл)	Призначення: очищення трубок аналізатора електролітів. Основні компоненти: неіонні поверхнево-активні речовини з масовою часткою 0,1%. Високоінтенсивний іонний буфер. Фасування 250мл.	набір	18
37	52861 Множинні аналіти газів крові/ гемоксиметрія/ електроліти IVD, реагент	ПВХ активуючий розчин для GE300 (50 мл)	Використовується для активації нових електродів. Фасування 50мл.	набір	1
38	59238 Іоноселективний електрод референтний розчин ІВД, реагент	DS-Ref Референтний заповнюючий розчин для GE300 (10 мл)	Застосовується як розчин для заповнення референтного електрода. Основні компоненти: насичений розчин KCl і консервант. Фасування 10мл.	набір	1
39	52861 Множинні аналіти газів крові/ гемоксиметрія/ електроліти IVD, реагент	DS-ISE Заповнюючий розчин для GE300 (10 мл)	Застосовується як розчин для заповнення іонних електродів (K+, Na+, Cl-, Ca ²⁺ , Li+, pH). Основні компоненти: KCl - 0,04%, NaCl - 0,6%, CaCl ₂ - 0,033%, регулятор pH, консервант. Фасування 10мл.	набір	1
40	30199 Калійний електрод	Електрод (V.2014), K ⁺	Електрод K ⁺ для аналізатора електролітів серії GE300.	шт	4
41	30200 Натрієвий електрод	Електрод (V.2014), Na	Електрод Na ⁺ для аналізатора електролітів серії GE300.	шт	4
42	30196 Хлоридний електрод	Електрод Cl ⁻ GE 300	Електрод Cl ⁻ для аналізатора електролітів серії GE300.	шт	4
43	59241 Референтний електрод ІВД	Референтний електрод (V.2014)	Референтний електрод для аналізатора електролітів серії GE300.	шт	4

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в закупівлі даного виду продукції.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. При визначенні очікуваної вартості застосовується метод порівняння ринкових цін, обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі отриманих комерційних пропозицій, та моніторингу ринкових цін, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель «PROZORRO» та на аналогічних торговельних електронних майданчиках. Відповідно до Методики для визначення очікуваної вартості була розрахована очікувана ціна як середньоарифметичне значення отриманих даних. Проаналізовано інформацію про ціни в таких відкритих джерелах: у відкритих інформаційних джерелах мережі Інтернет та у Реєстрі оптово-відпускних цін на лікарські засоби.

7. Очікувана вартість предмета закупівлі визначалась як добуток очікуваної ціни за одиницю на кількість товару. Таким чином очікувана вартість закупівлі ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник – 33690000-3 «Лікарські засоби різні» (33696500-0-Лабораторні реактиви) Реагенти та розхідні матеріали для імунологічних аналізаторів, автоматичного коагулометра та аналізатора електролітів. (Класифікатор медичних виробів: НК 024:2019: 30317 Набір реагентів для вимірювання антитіл пероксидази щитовидної залози; 54417 Вільний трийодтиронін IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54413 Вільний тироксин IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54386 Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 60812 Вірус гепатиту В нейтралізація поверхневого антигену ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 48366 Вірус гепатиту С загальні антитіла IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54669 Вільний (непов'язаний) простатичний специфічний антиген (ПСА) ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54665 Загальний простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54125 Загальний кортизол IVD, набір, хемілюмінесцентний імунологічний аналіз; 54277 Інтактний паратиреоїдний гормон IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 60922 Числені форми 25-гидроксिवітаміна D ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 60779 Вітамін В12 ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз ; 54237 Інсулін IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз ; 54130 С-пептид IVD, набір, хемілюмінесцентний імунологічний аналіз; 61163 Окислювальний реагент для імунохемілюмінесцент-ного аналізу; 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД; 61032 Кювета для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання; 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД; 58793 Реагент для генерації сигналу при імунохемілюмінесцентні аналізи ІВД, набір; 53776 Загальний імуноглобулін Е (загальний IgE) IVD, комплект, імуноферментний аналіз (ІФА); 50293 Коронавірус (SARS-CoV), антитіла класу імуноглобулін М (IgM) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); 55981 Активованний частковий тромбопластиновий час ІВД, набір, аналіз утворення згустку; 30591 Набір реагентів для вимірювання протромбінового часу (ПЧ) IVD; 55987 Тромбіновий час ІВД, набір, аналіз утворення згустку; 55997 Фібриноген (фактор І) ІВД, набір, аналіз утворення згустку; 30593 Кальцію хлорид. Реагент для аналізу утворення згустку IVD; 55996 Численні фактори згортання ІВД, набір, аналіз утворення згустку; 61032 Кювета для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання; 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД; 55997 Фібриноген (фактор І) ІВД, набір, аналіз утворення згустку (розчин імідазолу); 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД; 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД; 52861 Множинні аналіти газів крові/ гемоксиметрія/ електроліти IVD, реагент; 52868 Множинні електроліти IVD, контрольний матеріал; 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД; 63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД; 52861 Множинні аналіти газів крові/ гемоксиметрія/ електроліти IVD, реагент; 59238 Іоноселективний електрод референтний розчин ІВД, реагент; 52861 Множинні аналіти газів крові/ гемоксиметрія/ електроліти IVD, реагент; 30199 Калійний електрод; 30200 Натрієвий електрод; 30196 Хлоридний електрод; 59241 Референтний електрод ІВД) становить - 3 214 847,68 грн. з ПДВ. Потреба для проведення закупівлі від 02.02.2023 року, подана генеральним директором та завідувачем фармацевтичного відділу закладу КНП «ОКЛ ІФ ОР».

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості товару визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

8. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до вимог пункту

4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), розміщено за посиланням **www.okl.if.ua/index.php/обґрунтування-закупівель**.

Офіційний сайт КНП «ОКЛ ІФ ОР» <https://okl.if.ua/>.